

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Jump to the World

Brighten The World With JW Medical Technology

JW Values – “Respect for Life” and “the Pioneering Spirit”

JW Medical aims to lead advancement in healthcare services based on its founding principles of respect for life, and the pioneering spirit. Our purpose is to advance medical welfare through our own developments and cooperation with other leading global medical companies.

Đèn mổ



Lồng ấp trẻ sơ sinh



Bàn khám sản phụ khoa



Bàn mổ



Hệ thống Xquang kỹ thuật số



JW Group

www.jw-medical.co.kr

Danh sách sản phẩm

- 02 Thiết bị phòng mổ
- 04 Hệ thống chăm sóc trẻ sơ sinh
- 05 Thiết bị sản phụ khoa
- 06 Hệ thống X quang kỹ thuật số
- 07 Thiết bị tiết trùng
- 08 Sản phẩm khác

THIẾT BỊ PHÒNG MỔ



Honeylux LED RK

- Cường độ sáng 160.000 / 120.000 Lux
- 10 bước điều chỉnh cường độ sáng
- Nhiệt độ màu 3.800 K / 4.400 K / 5.100 K
- Chỉ số màu > 96 Ra



Dialux Series

- Cường độ sáng 150.000 / 80.000 Lux
- Loại đèn mổ Halogen
- Nhiệt độ màu 4.300 K
- 10 bước điều chỉnh cường độ sáng



Honeylux LED

- Cường độ sáng 160.000 / 120.000 Lux
- 10 bước điều chỉnh cường độ sáng
- Nhiệt độ màu 4.500 K
- Chỉ số màu > 94 Ra



Operation Light Mobile

- Cường độ sáng 160.000 / 130.000 / 120.000 / 90.000 Lux
- Ánh sáng LED, tuổi thọ bóng đèn 50.000 giờ
- 10 Bước điều chỉnh cường độ sáng
- Điều khiển từ xa
- Chân đế có bánh xe di chuyển và khóa hãm



Honeylux LED ECO

- Cường độ sáng 130.000 / 90.000 Lux
- Có thể điều khiển từ xa (lựa chọn thêm)
- 10 bước điều chỉnh cường độ sáng
- Nhiệt độ màu 4.300 K
- Chỉ số màu > 92 Ra



LED SL88A

- Cường độ sáng 45.000 Lux
- Sử dụng trong khám và tiểu phẫu
- Chân đế có bánh xe di chuyển và khóa hãm



JW-T7000

- Điều khiển không dây
- Tải trọng chịu được 270 Kg ở mọi vị trí
- Chiều dài trượt để chụp C-Arm 400 mm
- Độ cao tối thiểu 600 mm
- Tự động khóa 4 bánh xe



JW-T2000

- Điều khiển thuận tiện
- Tải trọng chịu được 180 kg
- Trượt C-Arm bán tự động 300 mm
- Độ cao tối thiểu 605 mm
- Tấm đệm nhớ vị trí dày 50 mm



CHS-2500

- Chiều dài trượt để chụp C-Arm 300 mm
- Độ cao điều chỉnh được từ 680 đến 940 mm
- Có tấm đặt Casset chụp X quang
- Bộ điều khiển kéo dài



CHS-1500

- Bàn mổ điện thủy lực đa chức năng
- Độ cao điều chỉnh từ 690 đến 1000 mm
- Có khả năng chụp C-Arm
- Có tấm đặt Casset chụp X quang



CHS-790II

- Bàn mổ thủy lực
- Độ cao điều chỉnh từ 660 đến 920 mm
- Mặt bàn có thể xoay 360°



CHS-790

- Bàn mổ thủy lực
- Độ cao điều chỉnh từ 750 đến 1000 mm
- Mặt bàn có thể xoay 360°

HỆ THỐNG CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH



JW-i3000

- Điều khiển bằng màn hình chạm 10.1 inch
- Hệ thống cảm biến da kép
- khay chứa nước
- Hệ thống ray để gắn phụ kiện
- Có chức năng SpO2



CHS-i1000

- Loại 2 vách
- Không khí lưu thông vòng.
- Có cảm biến nhiệt độ da và nhiệt độ không khí
- Có chức năng tạo độ ẩm
- Có khay đựng casset chụp X quang và cân trọng lượng



CBW-1100

- Có tích hợp điều trị vàng da
- Có khay đựng casset chụp X quang
- Nôi đựng bé có thể nghiêng
- Phần đầu có thể xoay 90° sang 2 phía
- Chức năng cảnh báo an toàn



JW-W2000

- Cảm biến nhiệt độ da kép
- Có khay đựng casset chụp X Quang
- Chỉnh cao/thấp và độ nghiêng của giường
- Các chức năng cảnh báo an toàn



JW-PU1000

- 2 bóng đèn trắng / 8 bóng đèn xanh
- Điều chỉnh độ cao từ 1200 đến 1700 mm
- Máng đèn nghiêng hai bên $\pm 35^\circ$
- Cường độ 60uW/cm2/nm tại khoảng cách 40 cm
- Tuổi thọ bóng đèn: 50.000 giờ



CHS-PU34

- Sử dụng 04 bóng đèn không phát ra tia cực tím
- Máng đèn nghiêng hai bên $\pm 45^\circ$
- Điều chỉnh lên xuống 1.150 – 1.700 mm

BÀN KHÁM SẢN PHỤ KHOA, BÀN ĐỂ

DANH SÁCH SẢN PHẨM JW GROUP



JW-G2000

- Bộ điều khiển cầm tay
- Pedal điều khiển có dây và không dây
- Nhớ vị trí bệnh nhân
- Có ốc quy dự phòng



CHS-E1000

- Bàn khám sản phụ khoa
- Hệ thống điều khiển không dây
- Độ cao điều chỉnh từ 480-1.015 mm
- Nhớ vị trí bệnh nhân



CHS-EX820

- Bàn khám sản phụ khoa
- Điều khiển vị trí bằng công tắc
- Độ cao điều chỉnh từ 460-1.015 mm
- Nhớ vị trí bệnh nhân



CHS-SMT204D

- Bàn đẻ
- Độ cao điều chỉnh từ 590 – 890 mm
- Điều khiển bằng công tắc tay
- Nhớ vị trí bệnh nhân



CHS-E80

- Bàn đẻ thủy lực
- Mặt bàn xoay được 360°
- Độ cao điều chỉnh từ 700 – 820 mm
- Nghiêng hai bên từ -25° đến 5°



Thiết bị phòng mổ

Hệ thống chăm sóc trẻ sơ sinh

Thiết bị sản phụ khoa

Hệ thống X-quang kỹ thuật số

Thiết bị tiết trùng

Sản phẩm khác

MÁY X-QUANG KỸ THUẬT SỐ



VIDIX II

- Detector kép
- Tự động chuẩn
- Màn hình chạm LCD 7 inch
- Bàn điều khiển 6 hướng
- Bucky có thể nghiêng



VIDIX B

- Detector kép
- Tự động chuẩn
- Bàn chụp và Bucky đơn giản và dễ sử dụng



VIDIX S

- Sử dụng 1 Detector
- Detector có thể nghiêng 90°
- Bàn di động
- Có bộ điều khiển từ xa

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG

DANH SÁCH SẢN PHẨM JW GROUP



CHS-ST045

- Tiệt trùng bằng hơi nước
- Dung tích buồng tiệt trùng 45 lít
- Hiển thị bằng màn hình LCD
- Có máy in nhiệt
- Tự động chẩn đoán 13 lỗi thông thường



CHS-ST065

- Tiệt trùng bằng hơi nước
- Dung tích buồng tiệt trùng 65 lít
- Hiển thị bằng màn hình LCD
- Có máy in nhiệt
- Tự động chẩn đoán 13 lỗi thông thường



CHW-EO55

- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Dung tích buồng tiệt trùng 55 lít
- Điều khiển bằng vi xử lý
- Hiển thị bằng màn hình LCD



CHS-ACCE 860

- Tiệt trùng bằng hơi nước
- Dung tích buồng tiệt trùng 40 lít
- Điều khiển hoàn toàn tự động



CHS-AC80

- Tiệt trùng bằng hơi nước
- Dung tích buồng tiệt trùng 82 lít
- Điều khiển tự động hoàn toàn
- Hiển thị bằng màn hình LCD



CHS-AC250

- Tiệt trùng bằng hơi nước
- Dung tích buồng tiệt trùng 250 lít
- Buồng tiệt trùng có dạng hình hộp chữ nhật
- Có máy in nhiệt
- Hiển thị bằng màn hình LCD

Thiết bị phòng mổ

Hệ thống chăm sóc trẻ sơ sinh

Thiết bị sản phụ khoa

Hệ thống X-quang kỹ thuật số

Thiết bị tiệt trùng

Sản phẩm khác

CÁC SẢN PHẨM KHÁC



CHS-MATIC Series

- Bốn rửa tay vô trùng đa chức năng
- Tiết trùng bằng 02 bóng đèn cực tím
- Có bộ lọc tinh và bộ lọc thô
- Hiệu quả diệt trùng lên đến 99.99%
- Làm bằng thép không gỉ



CHS-708

- Sử dụng cho phòng mổ và phòng khám
- Có 2 bình hút dịch
- Sử dụng bơm không dầu
- Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe
- Có khay đựng dụng cụ ở phía trên



CHS-EV

- Sử dụng cho phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ
- Có 2 bình hút dịch
- Sử dụng bơm không dầu
- Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe
- Có khay đựng dụng cụ ở phía trên



ARGUS 616S INCARE / ARGUS 616S TCI

- Dải tốc độ tiêm từ 0.1 – 1500ml/ giờ
- Chế độ tiêm Cơ bản, Tĩnh liều, TIVA, TCI
- Pin hoạt động liên tục trong 9 giờ
- Các cảnh báo an toàn



ARGUS 717V

- Dải tốc độ truyền từ 0.1 – 1200ml/ giờ
- Pin hoạt động liên tục trong 6 giờ
- Các cảnh báo an toàn

JW Group

Jump to the World

**Certified to meet
international standards
(CE, ISO, RoHS Certification)**

**Competitively priced,
manufactured in Korea**

**Prompt Service After-sales
within 24hours.**



**Doctors and patients will be satisfied
when using the high quality products from JW Medical**

High-tech Medical Devices by JW Medical

JW Medical has developed high technology medical equipment through continuous study in the medical field. JW Medical helps to build a bright healthy society through constant development of their Infant Care, Operating Room and Digital X-ray systems.

Đèn mổ



Lồng ấp trẻ sơ sinh



Bàn khám sản phụ khoa



Bàn mổ



Hệ thống X quang kỹ thuật số





JW Group

JW MEDICAL CORPORATION

HEAD OFFICE

JW Tower, 2477 Nambusunhwan-ro,
Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel +82-2-2109-7846 Fax +82-2-852-0565
E-mail export@jw-medical.co.kr
www.jw-medical.co.kr

FACTORY

73, Chungjusandan 1-ro, Chungju-si,
Chungcheongbuk-do,
Republic of Korea (380-250)
Tel +82-43-855-7441